


FIBRE CLINIX

A SCHWARZKOPF PROFESSIONAL LEGFEJLETTEBB
ÉS LEGINTENZÍVEBB REGENERÁLÓ TELJESÍTMÉNYE

C21-TECHNOLÓGIA

Egy nagyon hatékony, ápoló hatóanyag, amely a haj felszínén fejt ki a hatását és helyreállít minden kutikulában található C21-lipidláncot.



HÁRMAS KÖTÉSERŐSÍTŐ-TECHNOLÓGIA

A továbbfejlesztett kötéserősítő-technológia trivalens iont tartalmaz, amely új, háromdimenziós kötések hoz létre a hajrostok belsejében.



A SZALONBAN Azonnal visszaállítja a vendég hajszálait az eredeti, érintetlen állapotukra*

TRIBOND SAMPON

- + Gyengéden tisztít minden hajtípust
- + Helyreállítja a haj erejét
- + Nélkülözhetetlen hidratálást biztosít

+ Háromdimenziós kötések képez a hajszerkezeten belül



TRIBOND PAKOLÁS VÉKONYSZÁLÚ HAJRA

- + Újjáéleszti a sérült hajszerkezetet



TRIBOND PAKOLÁS VASTAGSZÁLÚ HAJRA

- + Intenzív regenerálást biztosít a sérült hajszerkezetnek



FORTIFY BOOSTER**

- + Akár 90%-kal kevesebb hajtöredezés
- + Újjáéleszti akár a haj 90%-át



VIBRANCY BOOSTER**

- + Akár 90%-os színmegtartás
- + Akár 3x fényesebb haj



VIBRANCY NEUTRALISING BOOSTER**

- + Személyre szabható semlegesítés
- + Élénk hajsín és ragyogó fény



HYDRATE BOOSTER**

- + Hidratált hajérzet akár 24 órán át
- + Puhább hajérzet



VOLUMIZE BOOSTER**

- + Texturált hajérzet akár 48 órán át
- + Nem nehezíti el a hajat



TAME BOOSTER**

- + Kezelhető haj akár 48 órán át
- + Puhább hajérzet

OTTHON Megőrzi és meghosszabbítja a szalonban kapott eredményeket



FIBRE CLINIX FORTIFY

- + Sérült és túlkezelt hajra
- + A niacinamid tartalmú formula erősíti és táplálja a hajrostokat



FIBRE CLINIX VIBRANCY

- + Színkezelte, hideg színirányú szőke és ősz hajra
- + Az AHA-tartalmú formula élénk színt biztosít a hosszan tartó színeredményekért



FIBRE CLINIX HYDRATE

- + Száraz és töredezett hajra
- + A szkvalén komplex tartalmú formula egyensúlyba hozza a haj hidratáltságát és növeli annak rugalmasságát



FIBRE CLINIX VOLUMIZE

- + Vékonyszálú és gyenge hajra
- + A phytokine tartalmú formula könnyed hajérzetet és dús hatást biztosít



FIBRE CLINIX TAME

- + Száraz, gubancos és kezelhetetlen hajra
- + A ceramid tartalmú formula láthatatlanul szelídíti meg a hajszerkezetet és simává varázsolja a hajfelszínt

*biofizikális fésülési tesztek: közepesen szőkített és érintetlen haj összehasonlítása

**a Tribond Sampon és vékonyszálú vagy száraz hajra tervezett Tribond Pakolások használata mellett

Schwarzkopf
PROFESSIONAL

FIBRE CLINIX

BACKWASH ÚTMUTATÓ

Together. A passion for hair.

FIBRE CLINIX

A SCHWARZKOPF PROFESSIONAL LEGFEJLETTEBB ÉS LEGINTENZÍVEBB REGENERÁLÓ TELJESÍTMÉNYE EGY TESTRE SZABHATÓ, ÁTFOGÓ FORMÁBAN, A SZALONOKBAN ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOKTÓL AZ OTTHONI ÁPOLÁSIG

A SZALONBAN

1 TISZTÍTÁS



1

Tisztítsd meg a haját a **FIBRE CLINIX TRIBOND SAMPONNAL**, szükség esetén ismételd meg.

2 ÁPOLÁS



2

Válaszd ki a vendég hajszükségleteinek megfelelő pakolást és boostert. Keverj össze 1 kanál (25 g) (vékonyszálú vagy durva tapintású hajra való) **FIBRE CLINIX TRIBOND PAKOLÁST** 3-5 pumpányi (3-5 g) **CARE BOOSTERREL** és 5-10 pumpányi (5-10 g) **NEUTRALISING BOOSTERREL***.

*A Volumize kivételével mindegyik keverhető a Care Boosterrel. Összekeverés esetén a Volumize Booster könnyed formuláját biztosító gél állag kölcsönhatásba lép a Neutralising Booster pigmentjeivel, és egyenetlen textúrát ad, ami foltos színeredményhez vezet a hajon. Vékonyszálú haj esetén használd a Volumize Bodifying Spray-t a Tribond semlegesítő szolgáltatás után.

SAKÉRTŐI TIPP:

HAJFESTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS

Az intenzív regeneráló teljesítményének és személyre szabhatóságának köszönhetően a Fibre Clinix kiválóan használható a hajfestési szolgáltatást követően. A kémiai szolgáltatás után a Fibre Clinix regenerálja a belső hajkötéseket az erősebb és élénkebb hajért.

A Fibre Clinix lehetővé teszi továbbá a személyre szabható, szalon exkluzív szőke semlegesítést is. A Fibre Clinix Vibrancy otthoni használata akár 90%-os színlerakódást biztosít*, valamint elnyújtja a szalon exkluzív semlegesítő szolgáltatás hatásait.



OTTHON

3 FENNTARTÁS



3

Ajánd a vendéged hajszükségletének megfelelő **FIBRE CLINIX** otthoni hajápoló termékcsaládot, hogy megőrizhesse a szalonban kapott eredményeket.

*a Fibre Clinix Vibrancy-termékcsalád használatával

** a Fibre Clinix otthoni használatra szánt termékcsalád használatával

***nedves hajon végzett fésülési teszt és kezeletlen haj összehasonlítása

****a Fibre Clinix-termékcsalád használatával kapott eredmény és kezeletlen haj összehasonlítása

HELYREÁLLÍTTJA
A HAJ KÜLSŐ
ÉS BELSŐ
HAJSZERKEZETÉT
AKÁR **60**
NAPRA**

TELJESEN
LEZÁRJA
A PORÓZUS
HAJAT***

AKÁR
10X
ERŐSEBB
HAJ****

SZEMÉLYRE
SZABHATÓ
SEMLEGESÍTÉS
HIDEG SZÍNIRÁNYÚ
SZŐKE VAGY ŐSZ
HAJON